

Neutrogena Visibly Clear Mascara De Fototerapia Anti Acne



La fototerapia, antes solo al alcance de los profesionales, es un tratamiento para el acné facial en un solo paso que reduce las imperfecciones en los poros inflamados de la piel, a la vez que previene su aparición.

Calificación: Sin calificación

Precio
59,00 €

41,50 €

7,20 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Después de continuas sesiones de 10 minutos al día, la tecnología de la Máscara de Fototerapia Anti Acné ha demostrado clínicamente que:

- Reduce los brotes
- Permite que la piel se cure suavemente desde el interior
- Mejora visiblemente la apariencia de la piel dándole un aspecto más sano y libre de imperfecciones.

Está clínicamente probado que reduce el acné a partir de la primera semana*

El 98 % de las personas con acné presentaron menos brotes al cabo de 12 semanas*.

* Ensayo clínico realizado en 52 pacientes con acné leve o moderado, con un uso de 10 minutos al día durante 12 semanas.

Contiene una máscara y un activador con 30 sesiones de tratamiento (pilas incluidas).

Para mejores resultados, usar la Máscara de Fototerapia Anti acné Visibly Clear® todos los días. Comprar un nuevo activador cuando se terminen las 30 sesiones de tratamiento.

La Máscara de Fototerapia Anti Acné es fácil de usar con tu rutina de limpieza diaria.

Seguir estos sencillos pasos una vez al día después de limpiarse la cara:

1. enchufar el activador a la máscara. Asegúrate de meter el cable de la máscara correctamente en el activador de tal modo que no se vea la parte plateada.
2. lavar y secar el rostro antes de cada tratamiento para eliminar grasa y maquillaje.
3. Abrir las patillas y ponerse la Máscara de Fototerapia Anti acné como si te pusieras unas gafas.
4. mantener pulsado el botón de encendido/apagado del activador durante 1 segundo hasta que la máscara se encienda. Relajarse con la Máscara de Fototerapia Anti Acné puesta durante los 10 minutos siguientes. La Fototerapia es segura para usar incluso con los ojos abiertos.
5. La Máscara se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Si necesitas apagarla durante el tratamiento, mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo. Ten en cuenta que al hacerlo reducirá en uno el número de sesiones restantes.

Después de cada sesión de tratamiento, el contador mostrará cuántas sesiones de tratamiento quedan. Cuando el contador llegue a 0, desconectar y desechar el activador de la Máscara de Fototerapia Anti acné en un contenedor apropiado. Conservar la Máscara y comprar un nuevo activador para disponer de más sesiones.

En el caso improbable de que su dispositivo presente algún defecto de funcionamiento durante los 2 años posteriores a su compra, contacta con nuestro Servicio de Atención al Consumidor de J&J España 902 101 150 para gestionar la devolución del producto, junto con el recibo de compra, y lo reemplazaremos si los defectos se deben a problemas con los materiales o la fabricación. Esta garantía no es válida si el defecto se debe a daños accidentales, uso indebido o negligente, o si el dispositivo ha sido alterado de alguna forma.

No permitir que entre agua o líquido a ninguna parte del dispositivo, ya que puede hacer que no se encienda.

No almacenar cerca de calor ni superficies calientes.

No usar mientras se duerme, ande o conduce.

No conectar el dispositivo o controlador a ningún otro dispositivo. Conectar la Máscara únicamente con el activador de Máscara de Fototerapia Anti Acné con el mismo código de referencia que se encuentra en el interior de la máscara.

No tocar las luces mientras el dispositivo está en funcionamiento.

Durante la fototerapia se considera que el operario del dispositivo es el paciente.

Este dispositivo es para un único paciente. No compartir el dispositivo con otras personas.

Dejar de usarlo si sufres cualquier tipo de molestia o enrojecimiento de la piel o decoloración que dure más de 24 horas.

No usar el dispositivo si tu piel es sensible a la luz o si estás usando actualmente medicamentos que puedan causar sensibilidad cutánea a la luz.

NO USAR la Máscara de Fototerapia Anti Acné si el dispositivo está visiblemente dañado y no intentes nunca abrir o reparar el dispositivo.

NO USAR la Máscara de Fototerapia Anti Acné si estás embarazada, puedes estar embarazada o en periodo de lactancia, ya que los riesgos son desconocidos y no se han establecido.

Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños. Contiene un cable de alimentación que puede suponer un riesgo de estrangulación.

No es posible pausar ni guardar la sesión de tratamiento. Asegúrate de que dispone de 10 minutos para el tratamiento antes de empezar una nueva sesión.

[Cómo funciona la fototerapia](#)

- Empleando la misma tecnología que los profesionales usan en sus consultas, comprueba como actúa la luz roja y azul para combatir los 2 principales factores causantes del acné: las bacterias y la inflamación.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.