

RODILLERA AJUSTABLE



Está diseñada para reforzar y dar soporte a rodillas tensas, débiles o lesionadas

Calificación: Sin calificación

Precio

17,95 €

17,95 €

1,63 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para reforzar y dar soporte a rodillas tensas, débiles o lesionadas.

También previene de posibles lesiones.

Diseño de apertura rotuliana. Velcro ajustable para una sujeción adecuada. Utilizable en rodilla derecha e izquierda, lavable y reutilizable.

75% Neoprene Blend, 25% Polyester

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar el soporte por la parte lisa sobre la piel de la cara anterior de la rodilla, de tal manera que el orificio se adapte sobre la rótula; de modo que la banda con una única tira, esté en la parte externa de la rodilla. Rodear la rodilla con la tira exterior por debajo de la misma hasta ajustarla con el velcro.

2. Rodear la rodilla con las dos correas exteriores restantes por debajo de esta y fijarlas con el velcro. Última adaptación del soporte a la articulación de modo confortable. Consulte con su médico en caso de duda.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.